

# KERN 304-064

**KERN**

Conjunto de pesos, E1, 1 g - 1 kg, Botão, aço inox polido, num estojo plástico



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	304

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 1 kg
Peso de teste OIML classe	E1
OIML-conforme	✓

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox polido
Número de pesos	13
Estojo do conjunto de pesos	num estojo plástico
Tipo de ajuste	Polimento

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-219
--	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envio	4 kg

## Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 313-082-400

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761291720
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

