

Productbrochure

08.08.2026

KERN 304-066

Gewichtenset, E1, 1 g - 1 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
314-060-600	Aluminium gewichtsetui 314-060-600 (voor nominale waarden 1 g - 1 kg voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-714	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-714
921-219	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-219
962-219R	DAkkS-rekalibratie 962-219R
963-219	DAkkS Kalibratiecertificaat 963-219

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen