

# KERN 304-066

# KERN

Gewichtssatz, E1, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-060-600

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×140×110 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-219
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-219

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg