

# KERN 304-066

# KERN

Juego de pesas, E1, 1 g - 1 kg, Botón, Acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio



## Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo 314-060-600

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Marca                 | KERN           |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto     | OIML E1        |
| Familia de productos  | 304            |

## Sistema de medición

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 g - 1 kg |
| OIML-conforme                   | ✓          |
| Peso de control OIML clase      | E1         |

## Diseño

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Dimensiones (A×P×A)       | 230×140×110 mm            |
| Forma constructiva pesa   | Botón                     |
| Material                  | Acero inoxidable pulido   |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio |

## Servicios

|  |         |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS                | 963-219 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-219 |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega                 | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 230×140×110 mm       |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 2,8 kg               |
| Peso bruto aprox.                | 3,6 kg               |
| Peso de envío                    | 3,5 kg               |