

KERN 304-066

KERN

Conjunto de pesos, E1, 1 g - 1 kg, Botão, Aço inox polido, em caixa de alumínio



Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-060-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	304

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	230×140×110 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	Aço inox polido
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-219
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-219

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×140×110 mm
Peso líquido	2,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	3,5 kg