

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 304-07

Kit di pesi, E1, 1 g - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-070-100	Astuccio per peso in legno 313-070-100 (per valori nominali 1 mg - 2 kg per classi E1+E2+F1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-715	Marchatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-715
921-220	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-220
962-220R	Ricalibrazione DAkkS 962-220R
963-220	Certificato di calibrazione DAkkS 963-220

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi