

Productbrochure

07.08.2026

KERN 304-07

Gewichtenset, E1, 1 g - 2 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-070-100	Houten gewichtsetui 313-070-100 (voor nominale waarden 1 mg - 2 kg voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-715	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-715
921-220	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-220
962-220R	DAkS-rekalibratie 962-220R
963-220	DAkS Kalibratiecertificaat 963-220

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen