

# KERN 304-07

**KERN**

Conjunto de pesos, E1, 1 g - 2 kg, Botão, aço inox polido, numa caixa de madeira



## Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 313-070-100

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761002593

Número de mercadoria 84239090

Classificação REACH sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	304

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 2 kg
Peso de teste OIML classe	E1
OIML-conforme	✓

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	305×190×140 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox polido
Número de pesos	15
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Tipo de ajuste	Polimento

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	963-220
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-220

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	305×190×140 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	9,01 kg