

Brochure produit

08.08.2026

KERN 304-076

Jeu de poids, E1, 1 g - 2 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
314-070-600	Étui de poid en aluminium 314-070-600 (pour les valeurs nominales 1 g - 2 kg pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-715	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-715,
921-220	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-220
962-220R	Réétalonnage DAkkS 962-220R
963-220	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-220

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables