

Brochure del prodotto

08.08.2026

# KERN 304-076

Kit di pesi, E1, 1 g - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio

ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314-070-600 | Astuccio per peso in alluminio 314-070-600 (per valori nominali 1 g - 2 kg   per classi E1 - M2   per formato Bottone/compact) |

SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 920-715  | Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-715 |
| 921-220  | Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-220 |
| 962-220R | Ricalibrazione DAKKS 962-220R                             |
| 963-220  | Certificato di calibrazione DAKKS 963-220                 |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi