

KERN 304-076

KERN

Gewichtenset, E1, 1 g - 2 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-070-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761223097

Goederencode 84239090

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML E1 |
| Productfamilie | 304 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 2 kg |
| Testgewicht OIML klasse | E1 |
| OIML-conform | ✓ |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 278×180×138 mm |
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Materiaal | edelstaal gepolijst |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing |
| Type afstelling | Polijsten |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkks-kalibratie | 963-220 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-220 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 278×180×138 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 6 kg |
| Brutogewicht ca. | 6 kg |
| Verzendgewicht | 5,55 kg |