

KERN 304-086

KERN

Jeu de poids, E1, 1 g - 5 kg, Bouton, Inox poli, dans un boîtier en aluminium



Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 314-080-600

Pictogrammes

STANDARD



1 DAY

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	304

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 5 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	460×260×200 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	Inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-221
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-221

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	460×260×200 mm
Poids net	12,6 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	13 kg
Poids brut env.	18 kg
Poids d'expédition	18 kg