

KERN 304-086

KERN

Gewichtenset, E1, 1 g - 5 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-080-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 5 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	460×260×200 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-221
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-221

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	460×260×200 mm
Nettogewicht	12,6 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg