

Productbrochure

07.08.2026

KERN 304-09

Gewichtenset, E1, 1 g - 10 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-090-100	Houten gewichtsetui 313-090-100 (voor nominale waarden 1 mg - 10 kg voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-717	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-717
921-222	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-222
962-222R	DAkKS-rekalibratie 962-222R
963-222	DAkKS Kalibratiecertificaat 963-222

KERN Overzicht pictogrammen



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen