

KERN 307-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 500 g, Knopf, Edelstahl poliert



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×63 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-090-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-090-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-090-100

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	62,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,7813
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7934
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8067
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,25 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	38×63 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-239
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-239