

# KERN 307-09

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 500 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-239

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	38×38×63 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-090-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-090-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-090-100

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	62,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,7813
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht - nominale waarde	500 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,25 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	38×63 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-239
-------------------------------------	---------