

Productbrochure

07.08.2026

KERN 307-11

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 1 kg, Knop, edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-245	Pincet 315-245 (edelstaal 250 mm)
317-110-100	Houten gewichtsetui 317-110-100 (voor nominale waarden 1 kg voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-110-400	Plastic gewichtsetui 317-110-400 (voor nominale waarden 1 kg voor klassen E2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-110-600	Aluminium gewichtsetui 317-110-600 (voor nominale waarden 1 kg voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-280	Handschoenen 317-280 (katoen, 1 paar)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
921-241	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-241
962-241R	DAkkS-rekalibratie 962-241R
963-241	DAkkS Kalibratiecertificaat 963-241

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen