

# KERN 307-12

# KERN

Peso individual, Classe OIML E1, 2 kg, Botão, Aço inox polido



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-242

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	60×60×100 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2 kg

## Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	317-120-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-120-600
Estojo - madeira Número do artigo	317-120-100

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	307

## Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	250
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	3,125
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7934
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8067
Peso de teste - valor nominal	2 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1 mg

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	60×100 mm
Material	Aço inox polido

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-242
--	---------