

KERN 307-13

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	7,8125
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7934
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8067
Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	80×140 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-243
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-243

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×140 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-130-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-130-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-130-100

Piktogramme

STANDARD



OPTION

