

# KERN 307-13

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 5 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-243

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×140 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-130-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-130-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-130-100

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	7,8125
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht - nominale waarde	5 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2,5 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	80×140 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-243
-------------------------------------	---------