

KERN 307-13

KERN

Peso individual, Classe OIML E1, 5 kg, Botão, Aço inox polido



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-243

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	80×80×140 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	317-130-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-130-600
Estojo - madeira Número do artigo	317-130-100

Pictogramas

STANDARD



1 DAY

OPTION



DAkkS
+3 DAYS

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	307

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm ³)	625
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	7,8125
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	100
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7934
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8067
Peso de teste - valor nominal	5 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2,5 mg

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	80×140 mm
Material	Aço inox polido

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-243
--	---------