

KERN 307-14

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 10 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-244

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×185 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-140-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-140-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-140-100

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	1250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	15,625
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht - nominale waarde	10 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	100×185 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-244
-------------------------------------	---------