

KERN 307-15

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 20 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	129×129×227 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	317-150-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-150-100

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2500
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	31,25
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7934
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8067
Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	10 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	129×230 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-245
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-245