

# KERN 307-15

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 20 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-245

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	129×129×227 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	20 kg

## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	317-150-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-150-100

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	2500
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	31,25
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht - nominale waarde	20 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	10 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	129×230 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-245
-------------------------------------	---------