

Brochure produit

07.08.2026

KERN 307-16

Poids individuel, Classe OIML E1, 50 kg, Bouton, inox poli

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-160-100	Étui de poids en bois 317-160-100 (pour les valeurs nominales 50 kg pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-160-600	Étui de poid en aluminium 317-160-600 (pour les valeurs nominales 50 kg pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-290	Gants 317-290 (cuir, coton, 1 paire)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
921-246	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-246
962-246R	Réétalonnage DAkkS 962-246R
963-246	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-246

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables