

KERN 307-16

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 50 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-246

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	178×178×298 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	317-160-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-160-100

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	6250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	78,125
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	100
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht - nominale waarde	50 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	178×298 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-246
-------------------------------------	---------