

KERN 308-31

KERN

Pesas de miligramos, E1, 1 mg, Cableado, acero inoxidable pulido



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-251

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A) 5×5×2 mm
Método de envío Servicio de paquetes
Peso neto aprox. 0,05 kg
Peso bruto aprox. 0,05 kg
Peso de envío 0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo 347-009-400
Caso - Aluminio Número de artículo 317-009-600
Maletín - Número de artículo de madera 338-090-200

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca KERN
Categoría de producto Peso individual
Grupo de producto OIML E1
Familia de productos 308

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad ✓
Peso de control - volumen (cm³) 0,0001
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm³) 0,0001
Peso de control - Densidad (kg/m³) 8000
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m³) 160
Peso de control - Densidad [Min] (OIML) 2300
Peso de control - Densidad [Max] (OIML) 100000
Peso de control - valor nominal 1 mg
OIML-conforme ✓
Peso de control OIML clase E1
Tolerancia admisible según la OIML (+/-) 0,003 mg

Diseño

Forma constructiva pesa Cableado
Dimensiones peso (A×P×A) 5×5×2 mm
Material acero inoxidable pulido