

KERN 308-39

Pesas de miligramos, E1, 500 mg, Cableado, acero inoxidable pulido



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	308

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - volumen (cm ³)	0,0625
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0013
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	8000
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	160
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	6300
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	10900
Peso de control - valor nominal	500 mg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	E1
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,008 mg

Diseño

Forma constructiva pesa	Cableado
Dimensiones peso (A×P×A)	15×15×4 mm
Material	acero inoxidable pulido

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-259
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	15×15×4 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-009-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-009-600
Maletín - Número de artículo de madera	338-090-200

Pictogramas

STANDARD

