

KERN 308-39

KERN

Pesos de miligramas, E1, 500 mg, Fio, aço inox polido



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	308

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm ³)	0,0625
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0013
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	8000
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	160
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6300
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10900
Peso de teste - valor nominal	500 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,008 mg

Desenho

Forma de construção peso	Fio
Dimensões peso (L×P×A)	15×15×4 mm
Material	aço inox polido

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-259
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	15×15×4 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-009-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-009-600
Estojo - madeira Número do artigo	338-090-200

Pictogramas

STANDARD

