

Brochure produit

08.08.2026

KERN 308-426

Jeu de poids milligrammes, E1, 1 mg - 500 mg, Fil de presse, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-247	Pincettes 315-247 (inox, plastique 136 mm)

SERVICES

Modèle	Description
920-701	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-701,
962-250	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-250
962-250R	Réétalonnage DAkkS 962-250R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables