

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 308-426

Kit di pesi di milligrammi, E1, 1 mg - 500 mg, Filo, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
315-247	Pinzette 315-247 (acciaio inossidabile, plastica 136 mm)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-701	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-701
962-250	Certificato di calibrazione DAkKS 962-250
962-250R	Ricalibrazione DAkKS 962-250R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi