

Productbrochure

08.08.2026

KERN 308-426

Milligramgewichtenset, E1, 1 mg - 500 mg, Draad, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-247	Pincet 315-247 (edelstaal, kunststof 136 mm)

DIENTSTEN

Model	Beschrijving
920-701	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-701
962-250	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-250
962-250R	DAkKS-rekalibratie 962-250R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen