

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 308-426

Conjunto de pesos de miligramas, E1, 1 mg - 500 mg, Fio, aço inox polido, em caixa de alumínio


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
315-247	Pinça 315-247 (aço inox, plástico 136 mm)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-701	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-701
962-250	Certificado de calibração DAKKS 962-250
962-250R	Recalibração DAKKS 962-250R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis