

KERN 308-426

KERN

Conjunto de pesos de miligramas, E1, 1 mg - 500 mg, Fio, Aço inox polido, em caixa de alumínio



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	308

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×158×37 mm
Forma de construção peso	Fio
Material	Aço inox polido
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-250
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×158×37 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envio	0,31 kg