

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 312-024

Kit di pesi, E2, 1 g - 50 g, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-052-400	Valigetta di plastica 313-052-400 (per valori nominali bis 500 g per classi E1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-710	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-710
921-315	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-315
962-315	Certificato di calibrazione DAkKS 962-315
962-315R	Ricalibrazione DAkKS 962-315R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi