

Productbrochure

08.08.2026

# KERN 312-036

Gewichtenset, E2, 1 g - 100 g, Compacte vorm, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



## PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



## ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314-030-600 | Aluminium gewichtsetui 314-030-600 (voor nominale waarden 1 g - 100 g   voor klassen E1 - M2   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |

## DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 920-711  | Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-711 |
| 921-316  | Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-316      |
| 962-316  | DAkKS Kalibratiecertificaat 962-316                          |
| 962-316R | DAkKS-rekalibratie 962-316R                                  |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen