

# KERN 312-036

**KERN**

Kit di pesi, E2, 1 g - 100 g, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Peso netto ca. 0,65 kg

Peso lordo ca. 0,90 kg

Peso di spedizione 0,9 kg

## Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo 314-030-600

## Pittogrammi

## STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	312

## Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	no
Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Dimensioni (L×P×A)	165×125×75 mm
Struttura peso	Forma compatta
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-316
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-316

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	165×125×75 mm
Peso netto	0,65 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi