

Folleto del producto

07.08.2026

# KERN 312-044

Juego de pesas, E2, 1 g - 200 g, Forma compacta, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico

ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



**PICTOGRAMAS**

Estándar

Opción

**ACCESORIOS**

| Modelo      | Descripción                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-052-400 | Estuche de plástico 313-052-400 (para valores nominales bis 500 g   para clases E1 - M3   para forma constructiva Botón/compacto) |

**SERVICIOS**

| Modelo   | Descripción                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 920-712  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-712  |
| 921-317  | Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-317 |
| 962-317  | Certificado de calibración DAKKS 962-317                    |
| 962-317R | Recalibración DAKKS 962-317R                                |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables