

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 312-046

Kit di pesi, E2, 1 g - 200 g, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-040-600	Astuccio per peso in alluminio 314-040-600 (per valori nominali 1 g - 200 g per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-712	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-712
921-317	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-317
962-317	Certificato di calibrazione DAkKS 962-317
962-317R	Ricalibrazione DAkKS 962-317R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi