

KERN 312-046

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 200 g, Kompaktform, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-040-600

Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	312

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	190×130×80 mm
Bauform Gewicht	Kompaktform
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-317
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-317

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,1 kg