

# KERN 312-046

**KERN**

Conjunto de pesos, E2, 1 g - 200 g, Forma compacta, aço inox polido, em caixa de alumínio



## Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-040-600

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Marca                | KERN              |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto     | OIML E2           |
| Família de produto   | 312               |

## Sistema de medição

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Avaliação da conformidade possível | no          |
| Peso de teste - valor nominal      | 1 g - 200 g |
| OIML-conforme                      | ✓           |
| Peso de teste OIML classe          | E2          |

## Desenho

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Dimensões (L×P×A)           | 190×130×80 mm        |
| Forma de construção peso    | Forma compacta       |
| Material                    | aço inox polido      |
| Estojo do conjunto de pesos | em caixa de alumínio |

## Serviços

|   |         |
|---|---------|
| Número do artigo para calibração DAkkS      | 962-317 |
| Número do artigo para desvio Plus garantido | 921-317 |

## Embalagem e expedição

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento         | 1 d                   |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 190×130×80 mm         |
| Método de envio                | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox.            | 0,90 kg               |
| Peso bruto aprox.              | 1,2 kg                |
| Peso de envio                  | 1,1 kg                |