

KERN 312-056

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 500 g, Kompaktform, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-050-600

Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	312

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	210×140×98 mm
Bauform Gewicht	Kompaktform
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-318
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-318

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	210×140×98 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg