

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 312-066

Gewichtssatz, E2, 1 g - 1 kg, Kompaktform, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PIKTOGRAMME

Standard

Option

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
314-060-600	Aluminium-Gewichtsetui 314-060-600 (für Nennwerte 1 g - 1 kg für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-714	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-714
921-319	Garantierte Plus-Abweichung (> +1/3 OIML) KERN 921-319
962-319	DAkks-Kalibrierschein 962-319
962-319R	DAkks-Rekalibrierung 962-319R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage