

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 312-066

Juego de pesas, E2, 1 g - 1 kg, Forma compacta, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
314-060-600	Estuche para pesa de aluminio 314-060-600 (para valores nominales 1 g - 1 kg para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-714	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-714
921-319	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-319
962-319	Certificado de calibración DAkkS 962-319
962-319R	Recalibración DAkkS 962-319R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables