

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 312-066

Kit di pesi, E2, 1 g - 1 kg, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione

ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-060-600	Astuccio per peso in alluminio 314-060-600 (per valori nominali 1 g - 1 kg per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-714	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-714
921-319	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-319
962-319	Certificato di calibrazione DAkkS 962-319
962-319R	Ricalibrazione DAkkS 962-319R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi