

# KERN 312-066

# KERN

Kit di pesi, E2, 1 g - 1 kg, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-319

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Marchio               | KERN        |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti    | OIML E2     |
| Famiglia di prodotti  | 312         |

## Sistema di misura

|  |            |
|--|------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 g - 1 kg |
| OIML-conforme                          | ✓          |
| Peso di calibrazione OIML classe       | E2         |

## Design

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Struttura peso           | Forma compatta                       |
| Dimensioni (L×P×A)       | 230×140×110 mm                       |
| Astuccio del set di pesi | in valigetta di alluminio            |
| Materiale                | acciaio inossidabile lucidato (OIML) |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 230×140×110 mm  |
| Peso netto                     | 2,7 kg          |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 2,8 kg          |
| Peso lordo ca.                 | 3,6 kg          |
| Peso di spedizione             | 3,5 kg          |

## Servizi

|   |         |
|---|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 962-319 |
|---|---------|