

KERN 312-066

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g - 1 kg, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking

921-319

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	312

Meetsysteem

OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (B×D×H)	230×140×110 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×140×110 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-319
---	---------