

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 312-074

Juego de pesas, E2, 1 g - 2 kg, Forma compacta, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-082-400	Estuche de plástico 313-082-400 (para valores nominales bis 5 kg para clases E1 - M3 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-715	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-715
921-320	Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-320
962-320	Certificado de calibración DAKKS 962-320
962-320R	Recalibración DAKKS 962-320R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables