

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 312-074

Kit di pesi, E2, 1 g - 2 kg, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione





ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-082-400	Valigetta di plastica 313-082-400 (per valori nominali bis 5 kg per classi E1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-715	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-715
921-320	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-320
962-320	Certificato di calibrazione DAkkS 962-320
962-320R	Ricalibrazione DAkkS 962-320R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi