

Productbrochure

07.08.2026

KERN 312-074

Gewichtenset, E2, 1 g - 2 kg, Compacte vorm, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-082-400	Kunststof koffer 313-082-400 (voor nominale waarden bis 5 kg voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-715	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-715
921-320	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-320
962-320	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-320
962-320R	DAkKS-rekalibratie 962-320R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen